



# EVERSOFT®

## Antisséptico Instantâneo Espuma

Eversoft® Antisséptico Instantâneo Espuma promove a higienização das mãos com alto poder antisséptico e toque suave. Com álcool etílico na concentração 70%, sua espuma elimina microrganismos sem ressecar a pele, mesmo com uso frequente. Dermatologicamente testado, é ideal para ambientes profissionais que exigem segurança e cuidado com a pele.



Eficácia comprovada  
contra microrganismos



Baixo odor



Contém agentes  
hidratantes



Dermatologicamente  
testado



## DESCRIÇÃO

Eversoft® Antisséptico Instantâneo Espuma é um produto à base de álcool etílico a 70%, desenvolvido especialmente para ambientes institucionais que demandam higienização frequente das mãos. Com eficácia comprovada, sua formulação em espuma oferece uma aplicação mais segura e controlada, sem necessidade de enxágue. Dermatologicamente testado, Eversoft Antisséptico Instantâneo Espuma contém agentes umectantes que preservam a umidade natural da pele e reduzem o risco de irritações.

## ATRIBUTOS



Seguro para uso sem  
ressecar a pele



Aspecto leve e  
não pegajoso



Preserva a  
saúde da pele



Promove excelente  
limpeza, mesmo  
em pequenas doses



Evaporação rápida  
sem enxágue



Biodegradável

## APLICAÇÕES



### NEGÓCIOS

Hospitais, clínicas, consultórios, laboratórios de análises clínicas e biológicas, clínicas veterinárias, restaurantes, refeitórios, cozinhas profissionais, etc.



### RECOMENDAÇÕES

Eversoft® Antisséptico Instantâneo espuma é um antisséptico em espuma indicado para locais onde a higiene de mãos é necessária e constante.

## ACIONAMENTO

QUANTIDADE DISPENSADA:

0,4 ml

## MODO DE USAR



### Modo de usar:

Aplicar quantidade suficiente para manter as mãos úmidas por, pelo menos, 15 segundos. Friccionar até secar naturalmente.



### Rendimento:

Eversoft Antisséptico Instantâneo Espuma libera 0,4 ml por acionamento, o que proporciona cerca de 3000 doses em cada embalagem do produto.

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

### CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Cor	Incolor
Odor	Característico de álcool
Densidade 20/4°C (g/cm³)	1,00 a 1,20
pH	6,5 a 8,0
Densidade	0,865 a 0,874
Graduação Alcoólica	70% INPM

### APRESENTAÇÃO

✓ Caixa com 6 refs de 1.200 ml

### DOCUMENTAÇÃO

Aut. de Funcionamento	2.02725-5
Notificação ANVISA/MS	25351.406024/2024-03
Ficha de segurança/MSDS	Disponível

### COMPOSIÇÃO

- ✓ Álcool Etilico
- ✓ Água
- ✓ Benzoato de Denatônio
- ✓ Glicerol
- ✓ Álcool Isopropílico
- ✓ Dimeticona Peg-10

### CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO

Manter em local fresco e arejado. Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilizar as embalagens.

**NUNCA MISTURE PRODUTOS QUÍMICOS, SOMENTE SE INDICADO PELO FABRICANTE.**

### VALIDADE

**EM EMBALAGEM ORIGINAL**  
24 meses a partir da fabricação indicada no rótulo.

## PRECAUÇÕES DE USO

**CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.  
INFLAMÁVEL. MANTER AFASTADO DO FOGO E DO CALOR.**

Manter longe dos olhos. Em caso de contato acidental com os olhos, não esfregar. Lavar com água em abundância. Se as condições se agravarem ou se a irritação persistir, consultar um médico. Em caso de ingestão, não provocar vômito e consultar imediatamente o Centro de Intoxicação (0800 771 3733) ou o Serviço de Saúde mais próximo. Em caso de queimadura, lavar a área com água corrente. Não armazenar à temperatura acima de 43°C. Não derramar sobre o fogo. Não perfurar a tampa. Não perfurar a embalagem. Apenas para uso externo.



@OLEAKOFICIAL



/OLEAKOFICIAL

