



EVERSOFT®

SABONETE ANTISSEPTICO ESPUMA

Eversoft® Sabonete Antisséptico Espuma garante uma higienização eficaz das mãos, promovendo limpeza profunda sem ressecar a pele. Com uma fórmula suave e sem fragrância, é ideal para ambientes institucionais que exigem assepsia frequente, proporcionando segurança e conforto no dia-a-dia.



Alto poder de limpeza



Dermatologicamente testado



Contém agentes hidratantes e emolientes



Contém ação microbicida



DESCRIÇÃO

Desenvolvido para atender às exigências de higienização em ambientes institucionais, o Eversoft® Sabonete Antisséptico Espuma contém Triclosan como princípio ativo, garantindo ação biocida contra uma ampla variedade de bactérias. Sua composição balanceada oferece alto poder de limpeza, excelente formação de espuma e manutenção da umectação natural da pele, evitando o ressecamento mesmo com uso contínuo.

ATRIBUTOS



Seguro para uso sem ressecar a pele



Alto poder espumante



Preserva a saúde da pele



Promove excelente limpeza, mesmo em pequenas doses



Não contém fragrância



Biodegradável

APLICAÇÕES



NEGÓCIOS

Hospitais, clínicas, consultórios, laboratórios de análises clínicas e biológicas, clínicas veterinárias, restaurantes, refeitórios, cozinhas profissionais, etc.



RECOMENDAÇÕES

Eversoft® Sabonete Antisséptico é um sabonete em espuma indicado para locais onde a higiene de mãos é necessária e constante.

ACIONAMENTO

QUANTIDADE DISPENSADA:

0,4 ml

Eversoft Sabonete Antisséptico Espuma libera **0,4 ml por acionamento**, o que proporciona cerca de **3000 doses de produto**.

MODO DE USAR



Modo de usar:

- 1 - Umedeça as mãos e, com o auxílio do sistema dispensador, aplique o produto. Enxágue as palmas das mãos, friccionando-as entre si.
- 2 - Esfregue a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda, entrelaçando os dedos e vice-versa.
- 3 - Entrelace os dedos e fricção os espaços interdigitais.
- 4 - Esfregue o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, segurando os dedos, com movimentos de vai e vem e vice-versa.
- 5 - Esfregue o polegar da palma da mão direita, utilizando-se do movimento circular e vice-versa.
- 6 - Fricção as polpas digitais e as unhas da mão direita contra a palma da mão esquerda, fazendo movimento circular e vice-versa.
- 7 - Enxágue bem as mãos com água. Seque as mãos com papel toalha descartável. No caso de torneiras com contato manual para fechamento, sempre utilize papel toalha.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Cor	Amarela
Odor	Característico
Densidade	1,00 a 1,03
pH	6,0 a 8,0
Aspecto	Líquido

APRESENTAÇÃO

- ✓ Caixa com 6 refis de 1.200 ml

DOCUMENTAÇÃO

Aut. de Funcionamento	2.02725-5
Notificação ANVISA/MS	25351.406066/2024-36
Ficha de segurança/MSDS	Disponível

COMPOSIÇÃO

- ✓ Água
- ✓ CI 19140/Amarelo de Tartrazina
- ✓ Cocamidopropil Betaina
- ✓ Óxido de Miristamina
- ✓ Lanolina PEG-75
- ✓ Propileno Glicol
- ✓ Triclosana
- ✓ Óxido de Cocamina

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO

Manter em local fresco e arejado. Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilizar as embalagens.

NUNCA MISTURE PRODUTOS QUÍMICOS, SOMENTE SE INDICADO PELO FABRICANTE.

VALIDADE

EM EMBALAGEM ORIGINAL
24 meses a partir da fabricação indicada no rótulo.

PRECAUÇÕES DE USO

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Manter longe dos olhos. Em caso de contato acidental com os olhos, não esfregar. Lavar com água em abundância. Se as condições se agravarem ou se a irritação persistir, consultar um médico. Se ingerido, não provocar vômito. Consultar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde (0800 771 3733) mais próximo. Apenas para uso externo.



@OLEAKOFICIAL



/OLEAKOFICIAL

